

Biguanelle Gel		Karmed GmbH
Austria PIL 29.01.2013 corr. company name DE	Article Nr: 43201 0113 Format: 105 x 160 mm Pharma-Code: --	Colors: P289C P2995C

BIGUANELLE® GEL

Dermatologisches Gel, pH 4,0 - Tube mit 30 ml

ZUSAMMENSETZUNG

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (PHMB)	0,15 g
Natriumedetat	0,15 g
Glycerol	2,00 g
Hydroxyethylcellulose	2,50 g
Kaliumchlorid	0,20 g
Milchsäure	0,01 g
gereinigtes Wasser	auf 100 ml

KATEGORIE

Medizinprodukt

EIGENSCHAFTEN

Biguanelle® Gel schützt die Haut und die Schleimhaut während einer dermatologischen Infektion und hilft die natürlichen Bedingungen wieder herzustellen. Biguanelle® Gel enthält PHMB, eine antibakterielle Substanz, die sich durch eine hohe Verträglichkeit auf der Haut und Schleimhaut auszeichnet. Biguanelle® Gel enthält kein Parfüm und hat einen pH-Wert von 4,0.

DARREICHUNGSFORM

Gel in einer Tube mit 30 ml.

KLINISCHE ANGABEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Gel zum Schutz der Haut und Schleimhaut. Biguanelle® Gel hat eine unterstützende Funktion bei der Behandlung von Vulvitis und Balanitis jeglicher Ursache und aller Arten von Hautinfektionen, im Besonderen solcher, die eine Entwicklung von Sekundärinfektionen begünstigen.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Eine Anwendung während der Schwangerschaft sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen und wenn der Nutzen das potentielle Risiko überwiegt.

NEBENWIRKUNGEN

In einigen Fällen wurden Anzeichen von Unverträglichkeit (Brennen, Hautreizung) ohne wesentliche Folgen beobachtet. In diesen Fällen kann die Behandlung unverändert fortgesetzt werden. Trotzdem sollten Patientinnen ihren Arzt oder Apotheker über Nebenwirkungen, die mit dem Produkt in Zusammenhang stehen könnten, informieren.

ANWENDUNG MIT ANDEREN PRODUKTEN

Es sind keine Unverträglichkeiten bekannt.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DAS BEDIENEN VON MASCHINEN

Biguanelle® Gel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Sofern keine anderen Anweisungen durch den Arzt gegeben wurden, wird Biguanelle® Gel mit einer sanften Massage auf die betroffenen Stellen 1 bis 2 mal pro Tag (morgens und abends) für mindestens 7 Tage aufgetragen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Zimmertemperatur (unter 28°C), vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.

INHALT DER PACKUNG

Tube mit 30ml



Hersteller: Lo.Li. Pharma Srl - Via dei Luxardo, 33 - 00156 Rom, Italien

Vertrieb in Österreich:
Karmed HandelsgesmbH
Arsenal Objekt 3, Top 15
1030 Wien
Österreich

Vertrieb in Deutschland:
Marckyrll Pharma GmbH
Kapt.-Rüter-Strasse 53
D-26871 Papenburg
Deutschland